

Гель Boldrex Silver Line

Травильный гель Boldrex Silver Line - рекомендован для травления и устранения следов побежалости на нержавеющей сталях: 304, 316, 321. Работает при низких температурах от 0°C.

Цена: 900 руб.

Чтобы получить указанную цену свяжитесь :

[+749999912640](tel:+749999912640)

info@boldrex.ru



Предоставляем образцы для испытаний на безвозмездной основе. Чтобы получить образцы, свяжитесь по телефону : [+749999912640](tel:+749999912640)

Наименование	Вес, кг	Цена руб/кг.	Цена руб/шт.
Травильный гель Boldrex Silver Line (300гр)	0,3	3 000,00	900,00
Травильный гель Boldrex Silver Line (1кг)	1	2 220,00	2 220,00
Травильный гель Boldrex Silver Line (10кг)	10	1 800,00	18 000,00
Травильный гель Boldrex Silver Line (1т)	1000	1 560,00	1 560 000,00

Травильный гель Boldrex Silver Line более жидкий и более агрессивный в отличии от **Red Line** и **Light Line**.

Назначение:

Гель для травления и пассивации нержавеющей стали удаляет следы побежалости, ржавчину, восстанавливает свойства нержавеющей стали.

Гель применяется для обработки сварных швов, мест термического воздействия (плазменная резка, горячая штамповка и т.д.), мест механического воздействия (шлифовка, резка, пескоструйная обработка и т.д.).

После обработки гелем Boldrex сварной шов и околошовное пространство приобретает ровный матовый цвет и восстанавливается коррозионная стойкость нержавеющей стали.

Рекомендована для применения на горизонтальных сварочных швах.

Аналоги Boldrex Silver Line :

Antox 71E

Avesta RedOne 140

Avesta BlueOne 130

Травильная паста Stain Clean Esab

Травильная паста MOST BLUE

Способ применения:

1. Тщательно взболтайте или перемешайте средство перед использованием до однородной массы.
2. С помощью кислотоустойчивой кисти нанесите гель на сварной шов слоем 2-3 мм. Время травления нержавеющей стали при $t=0-10^{\circ}\text{C}$ — 20-30 мин, $t=10-20^{\circ}\text{C}$ — 10-15 мин. Время травления может меняться в зависимости от марки стали и типа сварки. Не допускайте высыхания средства на поверхности.
3. После травления удалите остатки травильного средства при помощи сильного напора воды. При смывании можно использовать щетки из нержавеющей стали.Использованная вода должна быть обработана перед сливом (с помощью **Нейтрализатора Boldrex**).

Применение:

Травильный гель Boldrex Silver Line - рекомендован для травления и устранения следов побежалости на нержавеющей стали: 304, 316, 321. Работает при низких температурах от 0°C.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз (герметичные очки), рук (защитные перчатки). Необходимо избегать прямого контакта геля с открытыми поверхностями кожи. При попадании средства в глаза немедленно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре от 0°C до +25°C вдали от источников тепла и не допускать попадания прямых солнечных лучей. При замерзании геля, дать ему оттаять, тщательно взболтать перед использованием.

Состав:

Состоит из азотной (макс. 20%), серной (макс. 10%) и плавиковой (макс. 5%) кислот, нерастворимых в воде сложных фторидных структур, разбавленных водой до 100%.

Форма выпуска:

Банка:

- 300гр + кисточка (в коробке 12 комплектов)

- 1кг + кисточка (в коробке 6 комплектов)

Канистра: 10кг

Бочка: 1000кг

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

[ТУ 20.59.59-002-16898428-202](#)

Произведено в Российской Федерации

Треjder: ООО «Болдрекс»



[Здесь можно скачать описание товара](#)

BOLDRX®

©2022, BOLDREX - Промышленная химия

[8 800 250 86 76](tel:88002508676)



[Продукция](#)

[Партнеры](#)

[Новости](#)

[Акции](#)

[Отзывы](#)

[Документы](#)

[Контакты](#)

[ГДЕ КУПИТЬ?](#)

[Аксессуары](#)

[Подготовка поверхности](#)

[Обезжиривание поверхности](#)

[Травление нержавеющей стали и алюминия](#)

[Смывки для ЛКП](#)

[Автохимия](#)

[Клининг](#)

[Строительство](#)